MANLAB

Instructivo para derivación de muestras de Microbiología

Nuevo tubo cónico MANLAB

Con el fin de asegurar la calidad en los resultados, el transporte logístico y procesamiento de las muestras de Microbiología. MANLAB otorgará sin costo, tubos cónicos con tapa a rosca, estériles, de 15 ml y las etiquetas para identificarlos.

Agradecemos su valiosa adhesión para remitir las siguientes prestaciones utilizando exclusivamente este envase, aplicando las consideraciones de la Ficha Técnica y las indicaciones detalladas a continuación:



908U — **UROCULTIVO**

Remita a MANLAB 1 solo tubo con al menos 10 ml de orina dentro del tubo cónico tapa a rosca de 15 ml.

736 — **PARASITOLÓGICO SERIADO DE MATERIA FECAL**

El paciente debe entregar al laboratorio la materia fecal seriada en frasco con formol. Al recibirla en su laboratorio, homogenice y envíe a MANLAB 10 ml de mezcla (Materia Fecal/ Formol) en el tubo cónico tapa a rosca de 15 ml.

SM1 — **SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL CON ANTICUERPOS MONOCLONALES**

Al recibir la muestra, homogenice la misma o tome de al menos 3 zonas distintas para aumentar la sensibilidad y envíe una pequeña porción representativa dentro del tubo cónico tapa a rosca de 15 ml. La porción deberá ser pequeña, similar a la mitad de una cuchara de té.

Para el resto de las prestaciones de Microbiología

El laboratorio derivante debe asegurar que el paciente siga las indicaciones de toma de muestra y cumplir con las pautas de envío, conservación y transporte de materiales biológicos detalladas en la Página web de MANLAB.