

Si usted se encuentra en el interior del país, MANLAB trabaja con servicio puerta a puerta. A continuación detallamos las condiciones de envío.

INSTRUCTIVO PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS POR ENCOMIENDA

CAJA MODELO

La caja debe estar sin roturas, correctamente rotulada e indicando la posición correcta para disminuir el riesgo de derramamiento de muestras.

A continuación se ejemplifica el esquema de presentación de la caja.



MUESTRAS

Las muestras deben ser colocadas dentro de la caja respetando las siguientes indicaciones:

1- TUBOS / FRASCOS:

- Deben estar perfectamente cerrados para evitar posible derramamiento de muestra.
- No se recibirá bajo ninguna excepción material no descartable o jeringas con aguja.
- Los tubos se deben enviar en gradillas, garantizando de este modo que las partes del tubo se encuentren cubiertas, mejorando de esta manera la condición del envío.

2- CARTONES DE FEI:

Deben estar perfectamente aislados del contacto con el refrigerante y el resto de las muestras en tubo/frasco, colocándolos dentro de una bolsa protectora para evitar que se mojen y/o deterioren.

RECORDAMOS QUE:

- **CÓDIGO DE BARRAS:**

Debe ser perfectamente legible y no estar tapado ni escrito bajo ningún concepto. No se deben enviar los tubos con doble etiqueta ni con cinta adhesiva.

- **REFRIGERANTE:**

Utilizar Gel como refrigerante evitando los recipientes y bolsas con agua. Estos últimos se derriten deteriorando y despegando los códigos. En el caso de no contar con geles se deben colocar las muestras en bolsas perfectamente cerradas.

PLANILLAS

- Todas las planillas de datos, fichas epidemiológicas y órdenes médicas deben remitirse de forma digital a la casilla de correo: planilladedatos@manlab.com.ar o derivaciones@manlab.com.ar.
- En los casos particulares del envío de alguna planilla: La misma debe estar resguardada del contacto con las muestras y/o el refrigerante, colocándola dentro de una bolsa protectora.

Nota: No se recibirá bajo ningún concepto dinero en efectivo dentro de las encomiendas.

ENCOMIENDA COMPARTIDA

Recuerde que en el caso de enviar muestras compartiendo el envío con un colega:

- a. En la parte superior de la encomienda identificar los códigos de los Laboratorios que se encuentran en el interior de la encomienda.
- b. Las muestras deben estar perfectamente separadas e identificadas con el código de cada uno de los derivantes.

MANLAB 24hs Junto a Usted